

Горячие клавиши DFS VSensor

Слева — действие, справа — клавиши. Сгруппировано по окнам программы.

Слева — действие, справа — сочетание клавиш. Сгруппировано по окнам программы.

Окно: Главное окно

Перейти к списку пациентов	Alt + 1
Перейти к списку снимков	Alt + 2
Листать выбранный список — вверх / вниз	↑ / ↓
Редактировать пациента / снимок (по фокусу)	Ctrl + E
Удалить выбранного пациента (с подтверждением)	Delete
Развернуть / свернуть список пациентов	Ctrl + D
Переключить «Все» / «Свои» пациенты	Ctrl + A
Сбросить все фильтры (поиск, зубы, даты)	Ctrl + Space
Сделать снимок	Tab
Режим съёмки «1» (низкий)	Ctrl + 1
Режим съёмки «2» (средний)	Ctrl + 2
Режим съёмки «3» (высокий)	Ctrl + 3
Режим съёмки «S» (супер)	Ctrl + 4
Режим «Беспрерывно» — вкл / выкл	Ctrl + G
Обновить список пациентов	F5
Импортировать снимок	Ctrl + I
Экспортировать выбранный снимок	Ctrl + Q
Сменить врача	Ctrl + Shift + C

Окно: Список снимков (когда он выбран)

Предыдущий / следующий снимок	↑ / ↓
Открыть диагностику снимка	Ctrl + F или →
Экспортировать снимок	←
Удалить снимок	Delete

Окно: Окно диагностики снимка

Сохранить изменения	Ctrl + S
Отменить (откат)	Ctrl + Z
Вернуть отменённое	Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z
Запустить ИИ-анализ	Enter
Открыть конструктор PDF-отчёта	Ctrl + R
Удалить выделенную разметку	Delete
Сбросить снимок до оригинала (без выделения)	Delete
Выйти из режима разметки / снять выделение	Esc

Окно: Окно редактирования пациента

Сохранить	Enter
Отмена / закрыть без сохранения	Esc

Клавиши списка снимков работают, когда этот список выбран (Alt + 2). Некоторые сочетания зависят от тарифа — например, ИИ-анализ и PDF-отчёт доступны с тарифа «Расширенная».